



<b>PRODUCTO</b>	Prueba Rápida para Chikungunya IgG/IgM (Sangre Total o Suero o Plasma)
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	KD044AT-40
<b>REF.FABRICANTE</b>	ICHI-402

## DESCRIPCIÓN

Prueba Rápida para Chikungunya IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma) es un test con marcado CE, basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección cualitativa rápida de los anticuerpos de IgG y IgM en muestras de sangre total/suero/plasma de humano. Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

El casete de prueba se basa en la tecnología de inmunoanálisis y la reacción antígeno-anticuerpo específica, así, al contenerlos anticuerpos IgG/ IgM frente al Chikungunya da lugar a la línea roja visible.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (40 uds./Kit)*; Goteros (40 uds./Kit); Tampón de soluciones (2 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	10 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	40 tests/Kit
<b>ESPECIFICIDAD</b>	97,0% para IgG, >99,9% para IgM,
<b>SENSIBILIDAD</b>	94,3% para IgG, 90,3% para IgM,
<b>NORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Real Decreto 1662/2000</li> <li>• RD 1591/2009</li> <li>• Directiva 98/79/CE</li> <li>• ISO 13485</li> </ul>

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.