



<b>PRODUCTO</b>	Prueba Rápida de Combinación de Norovirus+Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus en Casete (Heces)
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	KD026AT-10
<b>REF.FABRICANTE</b>	IMVD-645

## DESCRIPCIÓN

La Prueba Rápida de Combinación de Norovirus+Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus en Casete (Heces) es un test con marcado CE, basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección cualitativa rápida de los antígenos de Norovirus+Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus de muestras de heces de humano. Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

El casete de prueba se basa en la tecnología de inmunoanálisis y la reacción antígeno-anticuerpo específica, así, al contener los antígenos frente al Norovirus+Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus da lugar a la línea roja visible.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (10 uds./Kit)*; Tubo de recogida de muestras con solución (10 uds./Kit); Goteros (10 uds./Kit); <i>* El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	15 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	10 tests/Kit
<b>ESPECIFICIDAD</b>	98,1% (Norovirus); 97,1% (Rotavirus); 97,7% (Adenovirus), 97,2% (Astrovirus)
<b>SENSIBILIDAD</b>	99,9% (Norovirus); 97,3% (Rotavirus); 95,2% (Adenovirus), 97,0% (Astrovirus)
<b>NORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Real Decreto 1662/2000</li> <li>• RD 1591/2009</li> <li>• Directiva 98/79/CE</li> <li>• ISO 13485</li> </ul>

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.