



<b>PRODUCTO</b>	Rotavirus y Adenovirus Combo Prueba Rápida de Casete (Heces)
<b>CLASIFICACIÓN</b>	IVD (Otros)
<b>REF.IMPORTADOR</b>	KD035AT-25
<b>REF.FABRICANTE</b>	IRAC-625

## DESCRIPCIÓN

La Rotavirus y Adenovirus Combo Prueba Rápida de Casete (Heces) es un test con marcado CE, basado en el inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y diseñado para la detección cualitativa rápida de los antígenos de Rotavirus y Adenovirus en muestras de heces de humano. Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

El casete de prueba se basa en la tecnología de inmunoanálisis y la reacción antígeno-anticuerpo específica, así, al contenerlos antígenos frente al Rotavirus y Adenovirus da lugar a la línea roja visible.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

## CARACTERÍSTICAS

<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (25 uds./Kit)*; Goteros (25 uds./Kit); Tubos de recogida de muestras con soluciones (25 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	10 minutos
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>CANTIDAD</b>	25 tests /Kit
<b>ESPECIFICIDAD</b>	97,1% (Rotavirus), 97,7% (Adenovirus)
<b>SENSIBILIDAD</b>	97,3% (Rotavirus), 95,2% (Adenovirus)
<b>NORMATIVA</b>	• Real Decreto 1662/2000 • RD 1591/2009 • Directiva 98/79/CE • ISO 13485

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.