



CE 2934

PRODUCTO	VHC Prueba Rápida en Cassette (Sangre Total/Suero/Plasma)
CLASIFICACIÓN	Lista A
REF.IMPORTADOR	KD021AT-40
REF.FABRICANTE	IHC-402

DESCRIPCIÓN

El VHC Prueba Rápida en Cassette (Sangre Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C en Sangre Total, suero o plasma humanos. Es un producto con marcado CE y es sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

El casete de prueba se basa en la tecnología de inmunoanálisis y la reacción antígeno-anticuerpo específica, así, al contenerlos anticuerpos frente al la hepatitis C (VHC) da lugar a la línea roja visible.

El producto consiste en un método fácil de usar, práctico, rápido.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL KIT	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (40 uds./Kit)*; Tampones de reactivo (2 uds./Kit); Goteros (40 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
TIEMPO DE DETECCIÓN	10 minutos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
VIDA ÚTIL	24 meses desde la fecha de fabricación
CANTIDAD	40 tests/Kit
ESPECIFICIDAD	>99,9%
SENSIBILIDAD	>99,9%
NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Real Decreto 1662/2000 • RD 1591/2009 • Directiva 98/79/CE • ISO 13485

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.