

# TENSIOMETRO DIGITAL PARA BRAZO


**Aleu**  
MEDICAL

Nuevo

REF IMPORTADOR: TD001JT-08-A  
MODELO FABRICANTE: DBP-1359

## Características

- Operación sencilla (1 botón)
- Alta exactitud
- Detección de arritmias
- Pantalla XL-Grande: Lectura fácil
- Memoria para 120 lecturas
- 2 usuarios
- Promedio de lectura 7 días
- Indicador de pilas agotadas
- Apagado automático
- Manguito 22-42 cm
- Mensajes de error digitales
- Estuche de transporte incluido
- Pilas incluidas
- Indicador de ajuste de manguito



## Especificaciones Técnicas

|  |  |
|--|--|
| Método de medición                                     | Oscilométrico                                    |
| Exactitud  | presión +/- 3 mmHg<br>pulso +/- 5% BPM           |
| Rango de medición                                      | presión 0 a 300 mmHg<br>pulso 30-180 latidos/min |
| Fuente de alimentación                                 | 4 x AAA 1,5V                                     |
| Memoria  | 2x60 lecturas                                    |
| Usuarios   | 2  |
| Información de presión sistólica/diastólica y de pulso | ✓  |
| Fecha y hora   | ✓  |
| Indicador de latido irregular del corazón              | ✓  |
| Medición promedio                                      | ✓  |
| Tamaño   | (Al) 131 mm x (An) 101 mm x (L) 44 mm            |
| Peso   | 480 g (excluyendo pilas)                         |
| Tipo de brazalete                                      | Suave  |
| Tamaño del manguito                                    | Universal 22- 42 cm                              |