



PRODUCTO	Test Rápido de Alcohol En Tira (Saliva)
CLASIFICACIÓN	IVD (Otros)
REF.IMPORTADOR	KD036AT-50
REF.FABRICANTE	DAL-801

DESCRIPCIÓN

El test rápido de alcohol en saliva es un test rápido en tira con un método altamente selectivo para detectar la presencia de alcohol en saliva y proporciona una aproximación a la concentración de alcohol en sangre. Es un producto sólo para uso profesional.

El test rápido de alcohol en saliva consiste en una tira de plástico que lleva en su extremo fijada una almohadilla reactiva. En contacto con soluciones alcohólicas, la citada almohadilla cambia rápidamente de color en función de la concentración de alcohol que esté presente y utiliza un producto químico en fase sólida que usa una reacción enzimática altamente específica.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, práctico, rápido.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL KIT	Instrucción de uso (1 ud./Kit); Tira reactiva con desecante en envase individual (50 uds./Kit)*; Copas de colección de saliva (50 uds./Kit); <i>*El envase individual de las placas figurará el mismo número de lote de fabricación y caducidad como la caja</i>
TIEMPO DE DETECCIÓN	2 minutos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenamiento a temperatura ambiente (2°C a 30°C) dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
VIDA ÚTIL	24 meses desde la fecha de fabricación
CANTIDAD	50 tests /Kit
NIVEL DE LA DITECTACIÓN	0,02%, 0,04%, 0,08%, 0,30% de alcohol en sangre
NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Real Decreto 1662/2000 • RD 1591/2009 • Directiva 98/79/CE • ISO 13485

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.
- El test proporciona sólo un resultado preliminar. Debe utilizarse un método químico alternativo para obtener una confirmación del resultado analítico.