

**PRODUCTO**

Casete de Test Rápido de VHS 1/2 IgM (Suero/Plasma)

CLASIFICACIÓN

IVDD – Otros

REF. IMPORTADOR

KD072AT-40

REF. FABRICANTE

ISM-302

CUMPLE NORMATIVA

IVDD 98/79/EC

DESCRIPCIÓN

El Casete de Test Rápido de VHS 1/2 IgM (Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo de los virus herpes simplex 1 y 2 (VHS-1 y VHS -2) en suero o plasma humano. Es un producto con marcado CE y es sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.

Si la muestra contiene anticuerpos de superficie de la VHS 1/2 se formará una línea roja en la línea de detección. Asimismo, el test incluye un control interno (línea C) para verificar que el proceso y funcionamiento son correctos.

Los virus herpes simplex 1 y 2 (VHS-1 y VHS -2), también conocidos como virus del herpes humano 1 y 2 (VHH-1 y VHH-2), son dos miembros de la familia del herpesvirus, *Herpesviridae*, que infectan a los humanos. Tanto el VHS-1 (que produce las úlceras más dolorosas) como el VHS-2 (que produce la mayoría de los herpes genitales) son ubicuos y contagiosos. Se pueden propagar tanto cuando una persona infectada está produciendo como eliminando el virus.

CARACTERÍSTICAS**CONTENIDO DEL KIT**

Instrucciones de uso (1 Ud./Kit); Placa reactiva con desecante en envase individual (40 Uds./Kit)*; Tampones de reactivo (2 Uds./Kit); Cuentagotas (40 Uds./Kit);

TIEMPO DE LECTURA VISUAL DEL RESULTADO

Leer los resultados a los 15 minutos, no leas los resultados después de 20 minutos.

CADUCIDAD

24 meses desde la fecha de fabricación

PRESENTACIÓN

40 test/Kit

SENSIBILIDAD

93,7%

ESPECIFICIDAD

98,5%

NORMATIVA

Real Decreto 1662/2000; RD 1591/2009; Directiva 98/79/CE; ISO 13485

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo y realice las pruebas siguiendo estrictamente los requisitos del manual.
2. No utilice el producto si el envase está dañado.
3. Después de terminar la prueba, las tarjetas de prueba usadas, etc. deben eliminarse como residuos médicos.