FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	TARJETA DE PRUEBA RÁPIDA DE FENTANILO
CLASIFICACIÓ N REF.	IVD - Otros
IMPORTADOR REF.	KDD004BS-25
FABRICANTE	1L35C3
CUMPLE NORMATIVA	IVDD 98/79/EC

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de prueba rápida de fentanilo detecta de manera rápida y cualitativa la presencia de fentanilo en orina, usando la técnica de inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral y con un nivel de corte de 10 ng/ml.

Cuando la droga está presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado de anticuerpo-tinte. Cuando la cantidad de droga es igual o mayor que el punto de corte (10 ng/ml de fentanilo) evitará la unión del conjugado de droga al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda coloreada en la zona de la línea de prueba, indicando un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda coloreada indica un resultado negativo.

El abuso del fentanilo puede causar felicidad extrema, aletargamiento, pérdida del conocimiento, coma y incluso muerte. La tarjeta de prueba rápida de fentanilo provee un método de detección rápido y preciso, que permite agilizar el diagnóstico concreto la presencia de fentanilo.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL KIT	25 Casetes de prueba, 1 prospecto, 25 Pipetas de plástico
TIEMPO DE LECTURA VISUAL DEL RESULTADO	Leer los resultados a los 5 minutos, no leas los resultados después de 10 minutos.
CADUCIDAD	18 meses desde la fecha de fabricación
PRESENTACIÓN	25 test/Kit
SENSIBILIDAD	100%
ESPECIFICIDAD	100%
LIMITE DE DETECCIÓN	10 ng/ml
NORMATIVA	Real Decreto 1662/2000; RD 1591/2009; Directiva 98/79/CE; ISO 13485

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo y realice las pruebas siguiendo estrictamente los requisitos del manual.
2. No utilice el producto si el envase está dañado.
3. Después de terminar la prueba, las tarjetas de prueba usadas, etc. deben eliminarse como residuos médicos.

+ 34 933 100 395
Paseo de Gracia 78, 2º 1ª, Barcelona

IVD

4ºC 30ºC